

Canne point chaud 3 NEO

- Réduire par l'éloignement et la diminution du temps d'exposition la dose prise lors de mesures de points chauds
- Lecture immédiate grâce aux NEO des 3 points de mesure : au contact, à 0,50 et 1 m
- Légère et peu encombrante
- Fiabilité et répétabilité des mesures réglementaires





Caractéristiques techniques



Caractéristiques mécaniques et environnementales

Boîtier réception des NEO en caoutchouc anti choc

Encombrement : 56 cm x 10 cm x 9 cm

Masse de la canne 3 NEO : 1450 g

Canne 4 brins télescopique

Appui bras en inox

Application & utilisation

Cartographie gamma : point chaud, fond de piscine, échangeur G.V.

Réduire le temps d'exposition.

Facilité la prise de mesure de points chauds peu accessibles ou en hauteur.

Appui bras rabattable pour faciliter la prise des mesures en toutes situations.

Options

Existe en version avec deux NEO.